

## WIEDERVERWENDBARE UNISEX BEHELFS-MUND-NASEN-MASKEN

Wir, das Familienunternehmen **Raumgestaltung Meyer**, verfügen über jahrelange Erfahrung in der Fertigung von Textilien. Seit mehr als 60 Jahren fertigen wir für Kunden in ganz Europa Veranstaltungstextilien und Dekorationen. Mit unserer Produktion in Deutschland haben wir die Möglichkeit flexibel, schnell und auf hohem Niveau Textilien diverser Art herzustellen. Unsere wiederverwendbaren Unisex Behelfs-Mund-Nasen-Masken (FFP2 ähnlich) wurden in Zusammenarbeit mit einer deutschen Klinik entwickelt und bereits an diverse Institutionen ausgeliefert.

### Modell SL 3 (ähnlich FFP2) – 3 lagig – 9,90 EURO netto + MwSt.

- 2 Lagen 100 % Baumwolle, je 145 gr./m<sup>2</sup>, ÖkoTex zertifiziert
- Filtervlies als Zwischenlage, 60 gr./m<sup>2</sup>
- Einfassung 100 % Baumwolle
- eingearbeiteter Nasenbügel
- flexibles Gummiband für die individuelle Anpassung (ggf. einfach austauschbar)
- ausreichend angenehme Mund-Nasen-Freiheit
- wiederverwendbar (Kochwäsche bis 90 °C)
- keine Zertifizierung, keine medizinische oder anderweitige Prüfung



### Modell SL 2 – 2 lagig – 7,95 EURO netto + MwSt.

- 2 Lagen 100 % Baumwolle, je 145 gr./m<sup>2</sup>, ÖkoTex zertifiziert
- Einfassung 100 % Baumwolle
- eingearbeiteter Nasenbügel
- flexibles Gummiband für die individuelle Anpassung (ggf. einfach austauschbar)
- ausreichend angenehme Mund-Nasen-Freiheit
- wiederverwendbar (Kochwäsche bis 90 °C)
- keine Zertifizierung, keine medizinische oder anderweitige Prüfung



### Modell SL 1 – 1 lagig – 6,95 EURO netto + MwSt.

- eine Lage 100 % Baumwolle, 220 gr./m<sup>2</sup>, ÖkoTex zertifiziert
- Einfassung 100 % Baumwolle
- eingearbeiteter Nasenbügel
- flexibles Gummiband für die individuelle Anpassung (ggf. einfach austauschbar)
- ausreichend angenehme Mund-Nasen-Freiheit
- wiederverwendbar (Kochwäsche bis 90 °C)
- keine Zertifizierung, keine medizinische oder anderweitige Prüfung



### Modell BM 3 (ähnlich FFP2) – 3 lagig – 9,90 EURO netto + MwSt.

- 2 Lagen 100 % Baumwolle, je 145 gr./m<sup>2</sup>, ÖkoTex zertifiziert
- Filtervlies als Zwischenlage, 60 gr./m<sup>2</sup>
- Einfassung 100 % Baumwolle
- eingearbeiteter Nasenbügel
- Bänder zum Zusammenbinden für die individuelle Anpassung hinter dem Kopf
- wiederverwendbar (Kochwäsche bis 90 °C)
- keine Zertifizierung
- keine medizinische oder anderweitige Prüfung



### Modell BM 2 – 2 lagig – 7,95 EURO netto + MwSt.

- 2 Lagen 100 % Baumwolle, je 145 gr./m<sup>2</sup>, ÖkoTex zertifiziert
- Einfassung 100 % Baumwolle
- eingearbeiteter Nasenbügel
- Bänder zum Zusammenbinden für die individuelle Anpassung hinter dem Kopf
- wiederverwendbar (Kochwäsche bis 90 °C)
- keine Zertifizierung
- keine medizinische oder anderweitige Prüfung



### Modell BM 1 – 1 lagig – 6,95 EURO netto + MwSt.

- eine Lage 100 % Baumwolle, 220 gr./m<sup>2</sup>, ÖkoTex zertifiziert
- Einfassung 100 % Baumwolle
- eingearbeiteter Nasenbügel
- Bänder zum Zusammenbinden für die individuelle Anpassung hinter dem Kopf
- wiederverwendbar (Kochwäsche bis 90 °C)
- keine Zertifizierung
- keine medizinische oder anderweitige Prüfung



**Modell BM 3-Kopf (ähnlich FFP2) – 3 lagig – 9,90 EURO netto + MwSt.**

**Modell BM 2-Kopf – 2 lagig – 7,95 EURO netto + MwSt.**

**Modell BM 1-Kopf - lagig – 6,95 EURO netto + MwSt.**

Die Modellbeschreibungen sind jeweils identisch zu BM3, BM2 und BM1, jedoch mit Gummibändern hinter dem Kopf.



**Modell BM 3-Ohr (ähnlich FFP2) – 3 lagig – 9,90 EURO netto + MwSt.**

**Modell BM 2-Ohr – 2 lagig – 7,95 EURO netto + MwSt.**

**Modell BM 1-Ohr – 1 lagig – 6,95 EURO netto + MwSt.**

Die Modellbeschreibungen sind jeweils identisch zu BM3, BM2 und BM1, jedoch mit Gummibändern in Universallänge zum individuellen Abknoten und Anpassen hinter den Ohren.



## Wichtige Hinweise

- Die Masken müssen regelmäßig gewechselt werden, da bei Durchfeuchtung durch den Atem die Virenbarriere schneller durchbrochen wird. (Durchfeuchtung, je nach Maskentyp und Atemfrequenz, ca. alle 20 - 40 Minuten).
- Die Masken sollten so getragen und aufgestellt werden, dass die Ränder eng mit dem Gesicht abschließen und sich vor Mund und Nase eine möglichst große Atemhöhle bildet. Dies begünstigt eine gleichmäßigere Feuchtigkeitsverteilung und erhöht die Tragedauer.
- Die Hände sind vor und nach dem Absetzen oder sonstigen Berührungen der Maske mit Seife zu waschen und/oder mit geeignetem Desinfektionsmittel zu reinigen.
- Nach dem Gebrauch muss die Maske bei mindestens 60 °C gewaschen werden.
- Wir empfehlen, die Masken vor Ingebrauchnahme zu waschen.
- Erst nach der Waschung und vollständigen Trocknung ist die Maske wieder verwendbar.
- Die Maske ist nur über Mund und Nase zu tragen.
- Die Maske ist nicht mit Schadstoffen in Verbindung zu bringen, noch schützt sie vor Schadstoffen.
- Es gibt keine Nachweise, dass das Tragen einer Behelfs-Mund-Nasen-Maske das Risiko einer Ansteckung für gesunde Personen verringert. Die Maske kann Viren eindämmen, da die Verbreitung größerer Tröpfchen reduziert wird. Durch das Tragen einer Maske leisten Sie somit ihren persönlichen Beitrag zur Eindämmung und schützen andere Menschen vor einer Ansteckung.
- Die Firma **Raumgestaltung Meyer** betont, dass es sich nicht um eine medizinisch zertifizierte Maske bzw. um eine Schutzausrüstung handelt. Aus diesem Grund haftet die Firma Raumgestaltung Meyer nicht für etwaige Schäden oder Infektionen.